



FUSSPOSITIONIERUNG

Die korrekte Positionierung der Füße hat direkte Auswirkung auf die Haltung der Hüfte, eine ausgewogene Balance und auf die Bewegungsfreiheit des Oberkörpers.



Fulcrum™ Gelenk
ist stufenlos
verstellbar

Schlitze für
Montage der
Ankle Huggers®
ohne Werkzeug

Massive Aluminium-
Platte mit Anti-
Rutsch-Belag

Die Klemmen ermöglichen
eine einfache Verriegelung
und gewähren absolute
Stabilität



Klettverschluss

FUSSHALTER ANKLE HUGGERS®

- Die Ankle Huggers® sind die Grundlage für eine optimale Sitzposition im Rollstuhl.
- Die originale und patentierte Lösung zur Stabilisierung der Füße unter Beibehaltung einer gewissen Bewegungsfreiheit:
- Entlastet die Fußgelenke, deutliche Verbesserung der Fußstellung, optimale Passform und Verarbeitung, spezielles Gewebe mit guter Polsterung.



Die patentierte Verstärkung bietet eine starke Verbindung zwischen Polster und Befestigung



Umfassende Polster ermöglichen eine optimale Druckverteilung



SR-Clip Verschluss für individuelle exakte Einstellung. Auch erhältlich mit Velcro-Klettverschluss für einfachere, schnelle Anpassung.



KLETTVERSCHLUSS ANKLE HUGGERS®

Paar (1 rechts/1 links)
Weiche, einstellbare Velcro-Bänder legen sich um die Fußgelenke. Velcro-Verschlüsse haben eine lange Lebensdauer und bieten sicheren Halt.

- FT210XS *Extra Small*
- FT210S *Small*
- FT210M *Medium*
- FT210L *Large*
- FT210XL *Extra Large*



SR-CLIP-VerschLUSS ANKLE HUGGERS®

Paar (1 rechts/1 links)
Verstellbare Bänder sorgen für individuelle Einstellung. Für starke Beanspruchung geeignet.

- FT220XS *Extra Small*
- FT220S *Small*
- FT220M *Medium*
- FT220L *Large*
- FT220XL *Extra Large*



AEROMESH™ WADENHALTER

Das Wadenband besteht aus einem weichen Gewebe, das Bodypoint® selbst entwickelt hat. Es bietet komfortablen Beinschutz, der Verletzungen verhindert. Es ist leicht vor oder hinter den Beinen anzubringen.

- SP103S *Small*
- SP103M *Medium*
- SP103L *Large*



AEROMESH™ WADENBAND

Das Wadenband bietet eine komfortable Unterstützung, die Füße bleiben sicher auf der Fußplatte. Behält seine Form für die beste Druckverteilung und Haltbarkeit.

- SP102S *Small*
- SP102M *Medium*
- SP102L *Large*



ZEHENBAND

Das Zehenband erlaubt eine leichte Befestigung auf den Bodypoint® Fußplatten.

FT221 (Paar)


MASSTABELLE ANKLE HUGGERS®



Knöchelumfang


XS	5-1/2" – 7" (14 cm – 17 cm)
S	6-1/2" – 8" (17 cm – 20 cm)
M	7-1/2" – 9" (19 cm – 23 cm)
L	8-1/2" – 11-1/2" (22 cm – 29 cm)
XL	11" – 13" (28 cm – 33 cm)

MASSTABELLE FÜR WADENHALTER UND WADENBAND




Rollstuhlsitzbreite

S	12" – 15" (31 cm – 38 cm)
M	15" – 19" (38 cm – 48 cm)
L	19" – 22" (48 cm – 56 cm)



Wadenband Maße:

	A	B	C
S	31-1/2" (80cm)	14" (36mm)	3-1/2" (89mm)
M	35-1/2" (90cm)	16" (41mm)	3-1/2" (89mm)
L	39-1/2" (100cm)	18" (46mm)	3-1/2" (89mm)



Wadenhalter Maße:

	A	B	C
S	31-1/2" (80cm)	14" (36mm)	7-1/2" (19cm)
M	35-1/2" (90cm)	16" (41mm)	8-1/4" (21cm)
L	39-1/2" (100cm)	18" (46mm)	9-1/4" (23cm)

Montage-Optionen Fußplatten



Standard



variabel in der Höhe (erforderlich HW404/HW406 Montage-Klammern)



als Stumpfauflage (erforderlich HW404/HW406 Montage-Klammern)

Halter für Fußplatten $\varnothing 3/4"$ (19mm)

ORIGINAL		FULCRUM™		QUICKIE™	
Rohrlänge		Rohrlänge		Rohrlänge	
8-1/2" (22 cm)	12-1/2" (32 cm)	8-1/2" (22 cm)	12-1/2" (32 cm)	12-1/2" (32 cm)	
FT021 (Stück)	FT022 (Stück)	FT023 (Stück)	FT024 (Stück)	FT026 (Stück)	

Montage-Klammern

	$\varnothing 3/4"$ (19 mm) x $\varnothing 1"$ (25 mm)	HW404 (Paar)
	$\varnothing 3/4"$ (19 mm) x $\varnothing 7/8"$ (22 mm)	HW406 (Paar)

Fußplatten-Klammern

	$\varnothing 3/4"$ (19 mm)	FT032 (Stück)
--	----------------------------	------------------

Fußplatten

	Größe	A	B	
	S	4" (10 cm)	7-3/4" (20 cm)	FT051 (Stück)
L	4-3/4" (12 cm)	9-1/4" (24 cm)	FT052 (Stück)	

Einstellbare Fußplatten-Kits

Die einstellbaren Fußplatten-Kits werden in unterschiedlichen Längen und Größen jeweils paarweise, inkl. Montage-Klammern ausgeliefert.

ORIGINAL		FULCRUM™		QUICKIE™	
Fußplatten Größe	Rohrlänge	Fußplatten Größe	Rohrlänge	Fußplatten Größe	Rohrlänge
	8-1/2" (22 cm) 12-1/2" (32 cm)		8-1/2" (22 cm) 12-1/2" (32 cm)		12-1/2" (32 cm)
S	FT101 FT101L	S	FT105 FT105L	S	FT105LQ
L	FT102 FT102L	L	FT106 FT106L	L	FT106LQ

Winkleinstellbare Fußplatte



Fußplatten Größe	Stück
S	FT111
L	FT112