



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de

30 Jahre **t-rv**



**KINETIC BALANCE**

**Stealth**  
**Products**  
Solutions For Life

# BEGURTUNGS- SYSTEME Rollstühle

www.**t-rv**.de

## Dein Spezialist für Sitzen & Positionieren



## Seit 30 Jahren

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positionieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

## Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

**N.N.**  
Außendienst Nord

**z.Zt. nicht besetzt**

**Mario Strecker**  
Außendienst West

**André Gräf**  
Außendienst Süd/Ost

**Christoph Wallenwein**  
Außendienst Süd/West

**Guido Serwane**  
Vertriebsleitung

## Unsere Hersteller:





Kinetic Balance hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Rehabilitationshilfen zu entwickeln und zu produzieren, die sich sowohl durch ihr Aussehen als auch durch ihre Funktionalität auszeichnen.

So bietet Kinetic Balance eine neue Art der Positionierung. Die Produkte sind detail- und nutzerorientiert und heben sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften vom Wettbewerb ab.

Kinetic Balance setzt immer wieder neue Maßstäbe: Von der Einführung wasserabweisender Materialien und verdeckter Verschlüsse bis zu den neuen Flex-Control-Westen. Durch kontinuierliche Verbesserungen der Konstruktion, Optik und Haptik wird die Qualität der Produkte optimiert.



Die Stealth Positionierungsprodukte mit Beckengurten, Westen, Brustgurten und Fußpositionierern erhöhen die Rumpfstabilität, unterstützen die korrekte Ausrichtung des Beckens und sorgen für eine korrekte Körperhaltung im Rollstuhl.

Mit Stealth Products wird stabile Positionierung zum Kinderspiel!

30 Jahre *t-rv*





## PERFEKT POSITIONIERT

Kinetic Balance hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Rehabilitationshilfen zu entwickeln und zu produzieren, die sich sowohl durch ihr Aussehen als auch durch ihre Funktionalität auszeichnen.

So bietet Kinetic Balance eine neue Art der Positionierung. Die Produkte sind detail- und nutzerorientiert und heben sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften vom Wettbewerb ab.

Kinetic Balance setzt immer wieder neue Maßstäbe: Von der Einführung wasserabweisender Materialien und verdeckter Verschlüsse bis zu den neuen Flex-Control-Westen. Durch kontinuierliche Verbesserungen der Konstruktion, Optik und Haptik wird die Qualität der Produkte optimiert.



Wasser-/Schmutz abweisend



Bemaßte Zugbänder



Verschlussabdeckungen





## EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN



Qualitätskontrolle



Gummierte Innenseiten



Abgerundete Enden



Extrem haltbare Nähte



Hochwertige Materialien



Eindeutige Größenangaben



Befestigungsmaterial inkl.



Materialverstärkungen



gemäß Richtlinie 93/42/EU


# Kinetic Balance



Verwendung nur in Verbindung  
mit einem Hüft-/Beckengurt

## Schmetterlingsweste Damen

Größen: S, M



	A	B	C	D
S	220	300	220	600
M	280	360	250	600

alle Angaben in mm

# Oberkörperpositionierung

## Schmetterlingsweste Standard

Größen: XS bis L




## Schmetterlingsweste Standard mit Reißverschluss

Größen: S,M



## Schmetterlingsweste XS

Größe: XS



	A	B	C	D
<b>XS</b>	190	210	140	600
<b>S</b>	220	300	210	600
<b>Junior</b>	220	300	220	600
<b>M</b>	250	350	230	600
<b>L</b>	280	400	250	600

alle Angaben in mm



# Kinetic Balance




## Schmetterlingsweste mit FLEX-Control



Verwendung nur in Verbindung mit einem Hüft-/Beckengurt

Mit **FLEX-CONTROL** können Sie die Bewegungsfreiheit individuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen.

Die Bemaßung am verstellbaren Gurt macht das korrekte Anlegen noch einfacher.





# Oberkörperpositionierung

## Schmetterlingsweste Damen mit FLEX-Control

Größen: S, M




## Schmetterlingsweste Standard mit FLEX-Control

Größen: S bis XL




H < 29cm = S  
< 34cm = M  
< 34cm = L  
> 39cm = XL



## Schultergurt mit FLEX-CONTROL

Größen: S bis XL



	A	B	C	D
<b>S</b>	320	50	80	80
<b>M</b>	400	50	100	100
<b>L</b>	480	50	120	120
<b>XL</b>	540	70	150	140

alle Angaben in mm

# Kinetic Balance



## 2-Punkt Hüftgurte

**2-P. Hüftgurt, seitlicher Verschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL



**2-P. Hüftgurt, seitlicher Verschluss, einseitige Anpassung**

Größen: XS bis XL



**2-P. Hüftgurt, Druckknopfverschluss, einseitige Anpassung**

Größen: XS bis XL



**2-P. Hüftgurt, Druckknopfverschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL



**2-P. Hüftgurt, Sicherheitsverschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL



**2-P. Hüftgurt, Flugzeugverschluss, einseitige Anpassung**

Größen: XS bis XL





# Hüft-/Beckenpositionierung

## 4-Punkt Hüftgurte

**4-P. Hüftgurt, seitlicher Verschluss, einseitige Anpassung**

Größen: XS bis XL



**4-P. Hüftgurt, seitlicher Verschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL



**4-P. Hüftgurt, Druckknopfverschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL




**4-P. Hüftgurt, Sicherheitsverschluss, Anpassung zweiseitig**

Größen: XS bis XL



**4-P. Hüftgurt, Druckknopfverschluss, einseitige Anpassung**

Größen: XS bis XL



	A	B	C	D	E
<b>XS</b>	50	175	40	600	500
<b>S</b>	70	175	50	650	500
<b>M</b>	75	220	55	750	600
<b>L</b>	80	280	55	800	600
<b>XL</b>	95	330	60	800	700

alle Angaben in mm

**Seitlicher Verschluss**  
(einseitige Anpassung)

**Seitlicher Verschluss**  
(Anpassung zweiseitig, außen)

**Druckknopfverschluss**  
(einseitige Anpassung)

**Druckknopfverschluss**  
(Anpassung zweiseitig, innen)


**Sicherheitsverschluss**  
(mit Stift zu öffnen)

**Flugzeugverschluss**




## Richtig Messen

**Oberkörperpositionierung**



Rumpflänge im Sitzen von der Incisura jugularis bis zum SIAS gemessen

**Beckenpositionierung**



Hüftbreite von SIAS zu SIAS

**Fußpositionierung**



Umfang über Knöchel gemessen



# Knöchel-/Fußpositionierung

## Knöchelpositionierung mit Schnellverschluss

Größen: XS bis L





## Knöchelpositionierung mit Klettverschluss

Größen: XS bis L



Verwendung nur in Verbindung  
mit einem Hüft-/Beckengurt



	A	B	C	D	E	F	G
XS	80	65	55	45	80	210	210
S	110	75	60	55	110	210	210
M	140	95	65	60	140	260	260
L	170	110	65	60	170	260	260

alle Angaben in mm

Umfang des Malleolus  
lateralis/medialis:

O < 18cm = XS  
 < 22cm = S  
 < 26cm = M  
 > 26cm = L

# Kinetic Balance

Der **Neopren Brustgurt X** ist ein großer Fortschritt in der weichen Komfort-Brustpositionierung.

	A	B	C
<b>XS</b>	310	80	500
<b>S</b>	400	100	500
<b>M</b>	500	125	520
<b>L</b>	570	130	500

alle Angaben in mm



Der **Duschgurt** ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und gewährleistet auch bei Nässe höchsten Komfort und optimale Passform.

Größen: S bis L

	A	B	C
<b>S</b>	250	90	500
<b>M</b>	400	100	500
<b>L</b>	500	110	500

alle Angaben in mm





# Weitere ausgewählte Produkte

Das elastische **Universalband**, Dein universeller Problemlöser, ist nun in drei Größen erhältlich.



## Deine Vorteile

- Werkzeuglose Montage
- Keine besonderen Fachkenntnisse erforderlich
- Kein Verrutschen durch gummierte Innenseite
- Angenehmer Tragekomfort
- Optimale Passform durch verschiedene Größen
- Universell einsetzbar für Oberkörper, Beine oder Becken
- Stark haltender Klettverschluss
- Robust und langlebig


### Elastisches Universalband S (Art.-Nr. KB-5001)



### Elastisches Universalband M (Art.-Nr. KB-5002)



### Elastisches Universalband L (Art.-Nr. KB-5003)





**Stealth Products**



### Mit Stealth Products wird stabile Positionierung zum Kinderspiel!

Die Stealth Positionierungsprodukte mit Beckengurten, Westen, Brustgurten und Fußpositionierern verbessern die Rumpfstabilität, unterstützen die korrekte Ausrichtung des Beckens und sorgen für eine korrekte Körperhaltung im Rollstuhl. Mit Stealth Products wird stabile Positionierung zum Kinderspiel!



Oberkörperpositionierung



Hüft-/Beckenpositionierung



Fuß-/Knöchelpositionierung





## EFFEKTIVE POSITIONIERUNG



### Atmungsaktives Material

Hergestellt aus einem einzigartigen offenzelligen Material, das die Luft zirkulieren und die Feuchtigkeit entweichen lässt. Dies trägt zu einem geringeren Wärmestau und einem kühleren, trockeneren und komfortableren Tragegefühl bei.



### Dynamische Unterstützung

Die dynamische Unterstützung bietet Haltungskontrolle, ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit und einen weicheren Sitz am Körper. Der Nutzer kann sich innerhalb eines definierten Bereichs bewegen und so die eigenständige Rückkehr in eine neutrale Position fördern.



### Versetzte Gurtaufnahmen

Ein leichter Versatz von der Verschraubung am Rollstuhl zur Gurtaufnahme lässt genug Platz für die einfache, manuelle Verstellung der Gurtlängen, ohne die Befestigungsschraube am Rollstuhl lösen zu müssen.



### Strukturierte Unterstützung

Das strukturierte Material ist widerstandsfähiger gegen hohe Spannungen, was zur Optimierung der korrekten Körperhaltung beiträgt.



### Drehbare Schnallen

Drehbare Schnallen an den unteren Befestigungsgurten ermöglichen eine Selbsteinstellung und ermöglichen einen optimalen Befestigungswinkel.



### Extra lange Befestigungsgurte



Sie sorgen für die richtige Positionierung der oberen seitlichen Schnallen, um sicherzustellen, dass die Haltungsstütze die Einstellung beibehält.

# Stealth Products



## Schmetterlingsweste Standard

Der Klassische Stil (Standard) bietet eine große gepolsterte Fläche für den Brustbereich.




	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	31,8	5	8,9	19	9	7,6	5
S	21,6	38,2	5	11,4	22,9	10,2	10,2	5
M	24,1	48,3	5	14	28	12,7	12,7	7
L	26,7	57,2	5	16,5	33	15,2	15,2	8,9
XL	29,2	64,8	6,4	16,5	35,6	17,8	17,8	11,4

alle Angaben in cm

## Schmetterlingsweste Damen

Der konturierte Stil hat einen schmalen Abschnitt über dem Brustbein, der eine bessere Passform für Frauen, Träger einer Magensonde oder Personen, die eine kleinere Auflagefläche benötigen, ermöglicht.



	A	B	C	D	E	F	G	H
XS	19	31,8	5	8,9	19	2,5	9	3,2
S	21,6	38,2	5	11,4	22,9	2,5	10,8	4,4
M	24,1	48,3	5	14	28	2,5	13,3	6,3
L	26,7	57,2	5	16,5	33	3,2	15,2	8,9
XL	29,2	64,8	6,4	16,5	35,6	3,8	17,8	11,4

alle Angaben in cm



# Oberkörperpositionierung

## Schultergurt

Größen: XS bis L




## Schultergurt (Rucksack)

Größen: XS bis L




## Y-Schultergurt

Größen: S bis L




	A	B	C
S	48,3	20,3	5
M	55,9	22,9	5,7
L	63,5	27,9	6,4

alle Angaben in cm



## Brustgurt mit Seitlichem Verschluss

Größen: XS bis XL




	A	B	C
XS	35,6	7,1	8,9
S	40,6	7,1	9,5
M	45,7	7,9	10,2
L	53,3	7,9	11,4
XL	58,4	8,3	12,1

alle Angaben in cm

## Brustgurt mit Klettverschluss

Größen: XS bis XL



	A	B
XS	17,8	5
S	21,6	7,6
M	26	10,2
L	29,2	12,7
XL	33	15,2

alle Angaben in cm

# Stealth Products



## Die Hüft- und Beckengurte von Stealth Products:

- helfen, eine neutrale Beckenposition beizubehalten, die sich direkt auf die Körperhaltung beim Sitzen auswirkt und den Druck gleichmäßig verteilt.
- erhöhen die Haltungsstabilität, verringern den Kraftaufwand für aufrechtes Sitzen und erleichtern die Bewegung der oberen Extremitäten.
- tragen zu einer korrekten Positionierung des Kopfes und der Ausrichtung des Nackens bei.
- verringern negative Haltungstendenzen, die zu orthopädischen Asymmetrien und anderen medizinischen Folgeschäden führen können.

### 2-Punkt-Gurte



### 4-Punkt-Gurte



### Einseitige Zugrichtung



### Zweiseitige Zugrichtung, nach außen oder nach innen

### Druckknopfverschluss (PB)



### Seitlicher Verschluss (SR)



### Metalldreiecke an allen Gurtenden für eine einfache, sichere Montage






# Hüft-/Beckenpositionierung

## 2-Punkt Hüftgurte

### Einseitige Zugrichtung




	A	B	C
<b>XS</b>	61	61	2,5
<b>S</b>	61	61	2,5
<b>M</b>	81,3	68,6	3,8
<b>L</b>	81,3	68,6	3,8
<b>L2</b>	81,3	68,6	5
<b>XL</b>	81,3	68,6	5

alle Angaben in cm



### Zweiseitige Zugrichtung




	A	B	C
<b>XS</b>	61	61	2,5
<b>S</b>	61	61	2,5
<b>M</b>	61	61	3,8
<b>L</b>	61	61	3,8
<b>L2</b>	61	61	5
<b>XL</b>	61	61	5

alle Angaben in cm



## 4-Punkt Hüftgurte



	A	B	C	D
<b>XS</b>	81,3	68,6	50,8	2,5
<b>S / M / L</b>	81,3	68,6	50,8	3,8

alle Angaben in cm



V-Form



Gerade Form

# Knöchel-/Fußpositionierung

## Fußpositionierung (Knöchel) mit Fußplatte

Größen: XS bis XL



## Fußpositionierung (Knöchel + Zehenband) mit Fußplatte

Größen: XS bis XL



## Fußpositionierung mit Seitlichem Verschluss


Größen: XS bis L



## Wadenhalter, Größen: S bis L



## Wadenband, Größen: S bis L



## Maßtabelle



	A Knöchelumfang	B Breite	C Länge
<b>XS</b>	15-20	12	20
<b>S</b>	18-22	12	20
<b>M</b>	20-28	13	23
<b>L</b>	23-31	15	26
<b>XL</b>	32-38	15	26

alle Angaben in cm





## § 1 Allgemeines

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

## § 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.
3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

## § 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

## § 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.
2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

## § 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisen usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.
2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.
5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugsbeginn Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

## § 6 Datenspeicherung und Datenschutz

Damit wir die Bestellung abwickeln können, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Käufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht für die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich ist. Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalität werden diese Daten auch über die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der Käufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir löschen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren den Käufer nicht zu Werbezwecken.

Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post über unsere Geschäftsanschrift mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.

## § 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.
2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

## § 8 Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.
5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

## § 9 Rücksendung

Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

## § 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.
2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

## § 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rheinstetten.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

## § 12 Urheberrechte

An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

## § 13 Salvatorische Klausel

Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.



## TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de