



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de

30 Jahre **t-rv**

**Stealth Products**  
Beyond Expectations®



# Positionierungs- Elemente

www.**t-rv**.de

## Dein Spezialist für Sitzen & Positionieren



## Seit 30 Jahren

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positionieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

## Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

**N.N. Außendienst Nord**

**z.Zt. nicht besetzt**

**Mario Strecker**  
Außendienst West

**André Gräf**  
Außendienst Süd/Ost

**Christoph Wallenwein**  
Außendienst Süd/West

**Guido Serwane**  
Vertriebsleitung

## Unsere Hersteller:



Das Stealth-System bietet eine Vielzahl verschiedener Positionierungsmöglichkeiten des Unterkörpers, Oberkörpers und Kopfes bzw. auch Nackens für Kinder und Erwachsene. Es ermöglicht so eine Verbesserung der Haltung und somit Wahrnehmung der Umwelt.

Für jeden Benutzer kann das benötigte System individuell zusammengestellt werden, je nachdem, ob mehr oder weniger Unterstützung benötigt wird. Das Motto lautet: so wenig Unterstützung wie möglich, aber soviel wie nötig.

POSITIONIERUNGSELEMENTE VON

30 Jahre *t-rv*





### UNILINK BECKEN-/OBERSCHENKEL-HARDWARE

Die UniLink Becken-/Oberschenkelösungen werden verwendet, um die richtige Positionierung des Beckenbereichs zu erleichtern.

Sie können verwendet werden, wenn die Oberschenkel abduziert oder windschief sind und helfen auch dabei, die Hüften in eine korrekte Position zu bringen. Die Beschläge lassen sich an mehreren Stellen einstellen, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.



Becken  
TWBLU-R  
TWBLU-L

### STANDARD BEFESTIGUNG



1" (2,54cm)

### ROHRKLEMMEN

7/8" (2,22cm)

3/4" (1,91cm)





## Becken- Positionierung

### BECKEN-/OBERSCHENKEL-POLSTER MIT NEOPREN-BEZUG



**TWBADD3X6U**  
7,62 x 15,24cm



**TWBADD4X6U**  
10,16 x 15,24cm



**TWBADD4X86U**  
10,16 x 20,32cm



**TWBADD4X10U**  
10,16 x 25,4cm



### KNIE-ADDUKTIONSPELOTTEN

Die Knie-Adduktionspelotten verhindern ein nach außen Kippen der Knie.

#### Vorteile:

- Anwendung einseitig oder beidseitig möglich
- Verbesserung der Positionierung
- Verbesserte Führung der Beine
- Reduzierung von Verletzungen
- Verbesserung des Sitzkomforts

Bei einer ausgeprägten Schwäche beider Beine kann man die Adduktionspelotten zusätzlich mit einer Abduktionspelotte kombinieren, um eine optimale Positionierung zu erreichen.

Knieadduktion  
TWBADD-RU  
TWBADD-LU

### STEALTH ALL SEASONS MONTAGE


Die dynamisch montierten, in der Breite verstellbaren Seitenteile erfordern kein Werkzeug, sind sehr schnell zu installieren und völlig intuitiv.

Die seitliche und die hintere All Seasons-Halterung sind bei Bedarf mit einem Gleitmechanismus verstellbar.

Der Gesamtverstellbereich pro Beschlag beträgt 8,89 cm und kann entweder in der Bruststütze für flache oder gebogene Rückenlehnen oder in der Becken-/Hüftstütze für flache Sitze verwendet werden.







### UNILINK OBERKÖRPER-HARDWARE

Die flexibel einstellbaren, seitlichen Thoraxstützen werden verwendet, um die Stabilität und das Gleichgewicht des Nutzers zu verbessern, während er im Rollstuhl sitzt. Sie können auch als taktile Begrenzung oder zur Korrektur einer flexiblen lateralen Rumpfbeugung dienen.

Dies kann dazu beitragen, dem Benutzer eine funktionelle Sitzposition mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit zu ermöglichen, die einen weiteren Handlungsabbau verhindert und gleichzeitig die Notwendigkeit einer häufigen Neupositionierung während des Tages verringert.

### Standard Seitenpelotten-Halterung

Montage links und/oder rechts  
abschwenkbar

TWBLU



### Seitenpelotten-Halterung

Montage links und/oder rechts  
3-dimensional anpassbar  
abschwenkbar



TWBL-FSC-L-HWU

TWBL-FSC-R-HWU



## Oberkörper- Positionierung

### THORAX-POLSTER MIT NEOPREN-BEZUG



NEU! AUCH MIT  
GEL-EINLAGE

#### Gel-Eigenschaften

- Ungiftig bei Verschlucken
- Temperaturbeständige Konsistenz bis 93°C
- Keine Verformung bei Gewichtsbelastung
- Bestandener Entflammbarkeitstest gemäß RESNA WC-I und internationalen Anforderungen
- Keine schädlichen Chemikalien, erfüllt CAL Prop 65, REACH und RoHS
- Besteht aus umweltfreundlichem, recycelbarem Material

#### Glycerin Mineralöl

verhältnismäßig geruchsneutral

#### Twill-Stoffbezug

dünner Stoffmantel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle zum beidseitigen Schutz des Gels

**Materialdicke**  
1/2" (1,27cm)



# Ellbogen-Positionierung

## ELLBOGEN-HALTERUNG ABSCHWENKBAR

Mit der Ellbogen-Halterung ist es möglich, den Arm entsprechend zu positionieren. Vor allem bei Elektrorollstühlen ist eine gute Positionierung des Arms, der die Steuerung bedient, unbedingt notwendig.

Das Herunterrutschen des Arms wird verhindert und dadurch ein mögliches Unfallrisiko reduziert.



**ARMS-ES-LU**

Halterung linke Seite



**ARMS-ES-RU**

Halterung rechte Seite

Die Ellbogen-Halterungen (ARMS-ES-LU und ARMS-ES-RU) können in der Höhe individuell eingestellt und zum Transfer nach hinten abgeschwenkt werden.

### VORTEILE:

- Gute und sichere Positionierung der Arme
- Verbesserung der Steuerungskontrolle des Elektrorollstuhls
- Individuell in der Höhe einstellbar
- Nach hinten abschwenkbar

### ARMS-ES-3x10

Polsterung für Ellbogen-Halterung

**NEU! AUCH MIT GEL-EINLAGE**



Polster linke Seite



Polster rechte Seite

Artikelnummer	Beschreibung
ARMS-ES-LU-19	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage links, Ø 19mm
ARMS-ES-RU-19	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage rechts, Ø 19mm
ARMS-ES-LU-22	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage links, Ø 22mm
ARMS-ES-RU-22	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage rechts, Ø 22mm
ARMS-ES-LU-25	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage links, Ø 25mm
ARMS-ES-RU-25	Ellbogen-Halterung abschwenkbar, ohne Polster, Montage rechts, Ø 25mm
ARMS-ES-3x10	Polster für Ellbogen-Halterung, gebogene Form





## Schulter-Positionierung

### SCHULTER-RETRAKTOR FLEXIBEL

Durch den Schulter-Retraktor wird das Kippen des Oberkörpers nach vorne vermieden. Er kann bei leichter Rumpfinstabilität eingesetzt werden. Die stabile Positionierung des Oberkörpers wird hiermit erleichtert.

Es sind zwei verschiedene Polstergrößen erhältlich.

Durch zusätzliche Links (TWBL-LINK) kann die Halterung individuell verlängert werden. Dies ist vor allem bei einer dickeren Rückenlehne sinnvoll.



**TWBSHR-L**  
Retraktor linke Seite



**TWBSHR-R**  
Retraktor rechte Seite

### VORTEILE:

- Sichere und angenehme Positionierung des Oberkörpers
- Verhinderung des Nach-vorne-Kippen des Oberkörpers
- Individuelle Anpassung durch Link-Elemente

Sie können dieses Produkt noch weiter anpassen, indem Sie eine FSC-Polsterbefestigungsplatte (SHRMD113) für eine vollständige mehrachsige Einstellung des Polsters integrieren, damit Sie alle bestehenden komplexen Positionierungsanforderungen Ihres Kunden erfüllen können.

**TWB-SHR-3x3**  
Polster



**TWB-SHR-3x5**  
Polster

Artikelnummer	Beschreibung
<b>TWBSHR-L</b>	Halterung Schulter-Retraktor links, ohne Polster
<b>TWBSHR-R</b>	Halterung Schulter-Retraktor rechts, ohne Polster
<b>TWBSHR-3x3</b>	Polster für Schulter-Retraktor, 7,62 x 7,62cm
<b>TWBSHR-3x5</b>	Polster für Schulter-Retraktor, 7,62 x 12,70cm

#### § 1 Allgemeines

1. Es gelten ausschließlich unsere Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Sämtliche Nebenabreden zu diesen Bedingungen, auch wenn sie durch Vertreter oder Angestellte entgegengenommen werden, bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
2. Durch die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bedingungen wird die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen nicht berührt.

#### § 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, so wie wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Mündliche Nebenabreden nur, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
2. Mit Auftragsbestätigung besteht für den Besteller Abnahmeverpflichtung für die in der Auftragsbestätigung aufgeführte Ware.
3. Die Auftragserteilung hat grundsätzlich schriftlich (auch per Telefax) zu erfolgen. Bei nur mündlicher Auftragserteilung gehen Übertragungsfehler sowie etwaige Missverständnisse zu Lasten des Bestellers. Liegt eine schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ergibt sich der Auftragsumfang und -inhalt aus dieser.

#### § 3 Lieferung und Lieferfristen

1. Die Waren werden in den angegebenen Ausführungen und Verpackungseinheiten geliefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten.
2. Solange der Besteller mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht.
3. Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben, die mit Eingang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 %, insgesamt höchstens jedoch bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Eine Änderung der Beweislast zu unserem Nachteil ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit.

#### § 4 Höhere Gewalt

1. Im Falle höherer Gewalt, als solche gelten u. a. Streik, Aussperrung oder sonstige Ereignisse, die wir trotz der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden können, gleich ob in unserem Betrieb oder bei einem Lieferanten eingetreten, suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang.
2. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

#### § 5 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die in unseren Verkaufsunterlagen (Kataloge, Bestellpreislisen usw.) angegebenen Preise (in EUR) betreffen den Zeitpunkt der jeweiligen Herausgabe. Werbepreise sind nur gültig während der jeweils angegebenen Zeitspanne. Preisänderungen nach Herausgabe der Verkaufsunterlagen bleiben vorbehalten. Bei bereits geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises ausgeschlossen.
2. Die Preise gelten ab Werk Deutschland ausschließlich Verpackung.
3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungslegung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Leistungszeit ergibt sich aus der Rechnung. Der Besteller gerät ohne Mahnung in Verzug.
5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, ab Verzugsbeginn Verzugszinsen in Höhe von mindestens 4 % p. a. zu berechnen. Sowohl dem Besteller als auch uns bleibt es vorbehalten, im Einzelfall einen niedrigeren bzw. höheren Schaden nachzuweisen.
6. Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers sind wir befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen und unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

#### § 6 Datenspeicherung und Datenschutz

Damit wir die Bestellung abwickeln können, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten des Käufers. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Selbstverständlich geben wir diese Daten nicht an Dritte weiter, soweit dies nicht für die Durchführung des Vertrages zwingend erforderlich ist. Zur Pflege der Kundenhistorie und Sicherstellung der Servicequalität werden diese Daten auch über die Zwecke der Vertragsabwicklung hinaus gespeichert. Der Käufer kann dieser Speicherung jederzeit widersprechen. Wir löschen dann die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und kontaktieren den Käufer nicht zu Werbezwecken. Fragen zur Datenverarbeitung beantwortet gerne unser Datenschutzbeauftragter, den Sie per Post über unsere Geschäftsanschrift mit dem Zusatz „Der Datenschutzbeauftragte“ oder per Email an kundenservice@t-rv.de erreichen.

#### § 7 Versand und Transportschäden

1. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Lager auf den Kunden über. Eine Versicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt. Es wird dann eine Versicherungsprämie von 1 % des Warenwertes berechnet.
2. Erkennt der Besteller Schäden an der Verpackung (Transportschäden), so hat er bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen die Beschädigung bescheinigen zu lassen. Transportschäden, die erst nach dem Auspacken der Ware festgestellt werden, müssen uns innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich gemeldet und zugegangen sein.

#### § 8 Gewährleistung und Haftung

1. Beanstandungen im Hinblick auf Mängel und Beschaffenheit der gelieferten Ware werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware, bei verborgenen Mängeln nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhalt der Ware, schriftlich unter Beifügung von Belegen erhoben werden.
2. Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
3. Die Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.
4. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte aus Mängeln beträgt 1 Jahr.
5. Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

#### § 9 Rücksendung

Waren können nur mit unserer Einwilligung zurückgeschickt werden. Der Grund für eine Rücksendung muss angegeben werden, die entsprechende Rechnungskopie muss der Rücklieferung beiliegen. Sonderbestellungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Warenrücksendungen zur Gutschrift wird die Hinfracht in Abzug gebracht. Alle Rücksendungen sind für uns kostenfrei abzufertigen. Die Rücknahme von Artikeln, die vom Käufer verändert oder beschädigt wurden, ist ausgeschlossen.

#### § 10 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die verkauften Waren unser Eigentum. Der Käufer darf über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnung einzuziehen.
2. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die uns gehörende Ware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich per eingeschriebenem Brief oder per Telefax benachrichtigen.
3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die uns gehörende Ware zurückzunehmen. Die Ausübung des Eigentumsvorbehalts bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.

#### § 11 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Rheinstetten.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für unseren Firmensitz zuständig ist. Wir sind auch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

#### § 12 Urheberrechte

An Abbildungen, insbesondere von unseren Produkten, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt vor allem für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Nutzung, Verwendung oder Weitergabe bedarf der Kunde oder Geschäftspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

#### § 13 Salvatorische Klausel

Für den Fall, dass irgendeine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder während der Dauer dieses Vertrages unwirksam wird, bleibt die Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt.







## TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH



Gewerbering 47  
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60  
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de  
www.t-rv.de