



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de

30 Jahre *t-rv*



ROLLSTUHL- ZUBEHÖR

www.*t-rv*.de

Dein Spezialist für
Sitzen & Positionieren



Seit 30 Jahren

vertreiben wir individuelle Lösungen rund um das Thema „Sitzen & Positionieren“ mit dem Ziel, die Mobilität und die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

Deine Spezialisten für Sitzen & Positionieren:

N.N.
Außendienst Nord

z.Zt. nicht besetzt

Mario Strecker
Außendienst West

André Gräf
Außendienst Süd/Ost

Christoph Wallenwein
Außendienst Süd/West

Guido Serwane
Vertriebsleitung

Unsere Hersteller:



Quokka – the mobility bag, die praktische Tasche für Rollstuhlfahrer: Komfortabel und sicher!

Dank des „KLICKfix“-Adapters, kann die Tasche mit einem Handgriff einfach und unkompliziert am Rollstuhl befestigt werden, ohne den Rollstuhl zu beschädigen.

Die Quokka Bags sind mit handlichen Reißverschlüssen ausgestattet! Zusätzlich sind ein Magnet-Verschluss und eine Umhänge-Vorrichtung angebracht.



Out-Front entwickelt fortschrittliche Produkte, die die Mobilität, die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden von Menschen mit Behinderungen verbessern. Dafür sind sie stets auf der Suche nach besseren Technologien und neuen Wegen, um Produkte für Menschen im Rollstuhl zu verbessern.

Mit jedem Produkt, das auf den Markt gebracht wird, beschreitet Out-Front innovative Wege; ganz nach dem Motto:

Wir machen nicht den Rollstuhl. Wir machen den Rollstuhl besser.

30 Jahre *t-rv*



quokka®

the mobility bag

WAS ZEICHNET DIE QUOKKA TASCHE AUS?

Die Taschen sind qualitativ sehr hochwertig und dadurch sehr robust. Außerdem entwickelten Rixen und Kaul aus Deutschland speziell für Quokka einen Adapter, der es ermöglicht, die Taschen an ihrem Rollstuhl zu befestigen.

Dieses patentierte KLICKfix – System wurde sorgfältig entwickelt, so dass bei der Befestigung der Taschen der Rollstuhl insgesamt nicht breiter wird. Außerdem erlaubt das System, dass die Taschen mit einem einzigen Handgriff an dem Rollstuhl oder Rollator befestigt und wieder abgemacht werden können.

Die Quokka Bags sind mit handlichen Reißverschlüssen ausgestattet! Zusätzlich sind ein Magnet-Verschluss und eine Umhänge-Vorrichtung angebracht.

WIE ENTSTAND DIE IDEE ZUR QUOKKA TASCHE?

Es war Ingeborg's Idee und Inspiration, die die „Quokka“ - Taschen entstehen ließen. Ingeborg Meurkens (Niederlande, 1956) ist Mutter zweier Töchter und lebt in Belgien. Vor 30 Jahren wurde bei ihr MS diagnostiziert, so dass sie seit 2010 auf einen Rollstuhl angewiesen ist. In dieser Zeit blieb ihre Tasche auf Ihrem Schoß, was dauerhaft unbequem war. Alternativ hing sie ihre Tasche an die Griffe auf der Rückseite ihres Rollstuhls. Da sie die Tasche so nicht im Auge behalten konnte, war es für die Wertsachen relativ unsicher. So entschied sie, die erste sichere Tasche für Rollstuhlfahrer einzuführen.





Praktische Rollstuhltaschen

Tasche vertikal

Maße: Breite 17cm x Höhe 21cm x Tiefe 9cm

Art. Nr. Q-VZW (schwarz), Art. Nr. Q-VGR (grau)



Tasche horizontal

Maße: Breite 21cm x Höhe 17cm x Tiefe 9cm

Art. Nr. Q-HZW (schwarz)



Tasche klein

Maße: Breite 10cm x Höhe 19cm x Tiefe 8cm

Art. Nr. Q-KLZW (schwarz)



Tasche klein, quadratisch

Maße: Breite 15cm x Höhe 15cm x Tiefe 10cm

Art. Nr. Q-SQZW (schwarz)



Smartphone Tasche

Maße: Breite 10cm x Höhe 17cm x Tiefe 3,5cm

Art. Nr. Q-SCZW (schwarz), Art. Nr. Q-SCOR (orange)



Getränkehalter

Art. Nr. Q-GH1 (schwarz)



Befestigungsadapter

Art. Nr. Q-AD1 Universaladapter zur Befestigung der Taschen an einen Rollstuhl oder Rollator

Art. Nr. Q-AD2 Universaladapter zur Befestigung der Taschen an einen Elektrorollstuhl oder Scooter



QUOKKA - THE MOBILITY BAG

Komfortabel • Handlich • Sicher





Out-Front

Out-Front entwickelt fortschrittliche Produkte, die die Mobilität, die Unabhängigkeit und das Wohlbefinden von Menschen mit Behinderungen verbessern. Dafür sind sie stets auf der Suche nach besseren Technologien und neuen Wegen, um Produkte für Menschen im Rollstuhl zu verbessern. Mit jedem Produkt, das auf den Markt gebracht wird, beschreitet Out-Front innovative Wege; ganz nach dem Motto:

Wir machen nicht den Rollstuhl. Wir machen den Rollstuhl besser.

Out-Front bietet Ihnen Rollstuhlkomponenten von höchster Qualität. Die gesetzten „Standards of Excellence“ bestimmen alles und definieren jedes Produkt.

Das Ziel ist es:

- dass jedes Out-Front-Produkt das Benutzererlebnis verbessert
- Funktion und Leistung durch überlegenes Design, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu verbessern
- die Vorteile durch veröffentlichte Forschungsergebnisse oder Endbenutzertests nachweisen





STANDARDS OF EXCELLENCE

The Natural-Fit

Im Gegensatz zu runden, dünnen Standard-Greifreifen zeigen Forschungsergebnisse, dass der Natural-Fit mit jedem Schub Leistung und Effizienz verbessert.

- The Natural-Fit bietet 16 % Erleichterung beim Umfassen des Greifreifens.
- Sie können die gleiche Leistung mit weniger Aufwand und weniger Ermüdung erreichen.
- Es verhindert das Antreiben über den Reifen, lindert Schmerzen in den Händen und Handgelenken und bietet eine bessere Kontrolle beim Bremsen.

Beschreibung der Optionen

The Natural-Fit und The Natural-Fit LT haben beide zwei Komponenten: Die geformte Innenabdeckung für den Daumen und die ovale Komponente. Es gibt verschiedene Optionen zu jedem dieser Komponenten.

Unterschied The Natural-Fit und The Natural-Fit LT (Ovale Optionen)

- The Natural Fit hat das originale größere ovale Profil. Er bietet 80 % mehr Oberfläche zum Greifen als ein Standardgreifreifen und wiegt dennoch nur jeweils 560 g.
- The Natural Fit LT hat ein geringeres Gewicht und ein kleineres ovales Profil. Er ist 25 % leichter und für Personen konzipiert, die auf ein geringeres Gewicht und eine kleinere Greifoberfläche Wert legen (für Personen mit kleineren Händen).

Sowohl für den Natural-Fit als auch Natural-Fit LT gibt es die Option der Zwischenabdeckung mit zwei verschiedenen Überzügen – Standard Grip und Super Grip.



Standard Grip

hat eine pulverbeschichtete Zwischenabdeckung mit einer reibungsarmen Oberfläche und einer glatten Bremsfläche.



Super Grip

hat eine mit Copolymer überzogene Oberfläche (ähnlich einer Vinylbeschichtung), mit einer höheren Reibung und einem griffigeren Vorschub für die Daumen.

Out-Front

The Surge


Einfach und elegant: The Surge mit „Gription Strip“

- Geringes Gewicht, alles in einem
- Der griffige Streifen („Gription Strip“) verbessert die Kraft bei jedem Schub
- In zwei Größen verfügbar
- Montageposition eng und weit möglich
- Passt auf alle Radgrößen von 20“ bis 26“



Unterschied The Surge und The Surge LT

- The Surge hat das originale größere ovale Profil, welches 1 1/2“ (3,8 cm) breit ist und ca. 560 g wiegt.
- The Surge LT hat ein geringeres Gewicht und ein kleineres ovales Profil (kleinere Greifoberfläche für kleinere Hände). The Surge LT ist 1 1/8“ (2,9 cm) breit und wiegt nur ca. 450 g.



Beschreibung Gription Strip

Der Gription Strip ist ein speziell entwickelter Gummistreifen, der sich um die gesamte Oberfläche des ovalen Greifreifens zieht. Die griffige Oberfläche bietet mehr Schubkraft und ist hilfreich, wenn man Rampen und Berge hinauffährt oder beim Überqueren schwieriger Oberflächen (z. B. Hochflorteppiche).

Die seitliche Oberfläche ist schwarz eloxiert und bietet eine glatte Bremsfläche. Die Zwischenabdeckung des Natural Fit Standard Grip und Super Grip ist auch kompatibel mit the Surge und the Surge LT.



Q-Grip

Optimaler Grip und Langlebigkeit in einem komplett überzogenen Greifreifen

Der Q-Grip

- ...definiert die überzogenen Greifreifen neu.
- ...hat einen einzigartigen Anti-Rutsch-Überzug aus latexfreiem Neopren, welcher einen Unterschied bei jedem Schub ausmacht.



Q-Grip Vorteile und Eigenschaften

- Hervorragende Griffigkeit auf jedem Teil des Greifreifens
- Maximale Kontrolle beim Bremsen
- Unübertroffene Haltbarkeit
- Ideal für Personen mit eingeschränkter Handfunktion oder für Personen die das Gefühl und die Funktionalität eines komplett überzogenen Greifreifens bevorzugen
- Passt auf alle Radgrößen von 22“ bis 26“



THE SURGE LT

O-F Composite Bremsen

Bessere Funktion • Geringeres Gewicht

O-F Composite Bremsen nutzen die modernsten Materialien um Gewicht zu reduzieren und Funktionalität zu erhöhen.

Diese Radbremsen sind aus faserverstärktem Verbundwerkstoff gefertigt – leichter als Aluminium aber genauso stark.

Die Composite Bremsen sind außerordentlich leicht festzustellen und zu lösen.



O-F Composite Bremsen Vorteile und Eigenschaften:

- Durch eine kompakte Größe der Bremsen sind sie beim Transfer oder beim Transport des Rollstuhls nicht im Weg.
- Durch das ergonomische Design benötigt man weniger Kraft beim Feststellen und Lösen.
- Ein strukturierter Griff verhindert das Abrutschen der Hände beim Benutzen der Bremsen.
- Die schlanke Form und das großartige Design lassen die Bremsen harmonisch in den Rollstuhlrahmen integrieren.
- Die faserverstärkte Zusammensetzung reduziert das Gewicht der Bremsen bis zu 49 % im Vergleich zu Standard Aluminiumbremsen.
- Verfügbar als Stoß- oder Zugarretierungs-Variante.



OUT-FRONT STANDARDS OF EXCELLENCE

Gewichtsangaben der Out-Front Produkte

	Stück	Paar
Innenring Super Grip (24")	141g	282g
Innenring Stand Grip (24")	141g	282g
The Natural Fit (24")	560g	1.120g
The Natural Fit LT (24")	440g	880g
The Surge (24")	680g	1.360g
The Surge LT (24")	482g	964g
Q-Grip (24")	540g	1.080g
Standard-Bremsen	194g	388g



TRV Technik und Reha Vertriebs GmbH



Gewerbering 47
D-76287 Rheinstetten



+49 (0)7242 2579 60
+49 (0)7242 2579 610



kundenservice@t-rv.de
www.t-rv.de